







Lambda
Solutions, Inc.

蓝达光谱（武汉）科技有限公司



Dimension系列拉曼光谱仪

刑侦应用: 炸药、毒品药品、和墨水分析


拉曼光谱是刑侦研究的一种理想方法，它不需要任何样品制备且只需要很小量的样品，具有无接触、无损伤、快速分析等特点。因其对化学结构中微小变化的高灵敏度，它在刑侦科学和法律实施中有着其它分析方法无可比翼的优越性。蓝谱的高分辨高灵敏 Dimension-P1™ 和 Dimension-P2™ 拉曼系统允许快速分析和认定炸药、毒品药品、生物武器试剂、颜料和重要文件中的分子信息。




生物武器试剂



毒品




营养品




拉曼能分辨分子结构几乎相同的药品茶碱，食品添加剂咖啡因（比茶碱多一个-CH₃组），和普通营养品维生素C。

药品





食品添加剂



拉曼技术提供非损伤的墨水分析方法，可直接对纸上的墨水进行测量和认定。如下光谱是从一杂志封页上测得的。

墨水



蓝达光谱（武汉）科技有限公司
 武汉东湖开发区关东科技园
 高新数码港E栋 430074
 电话：027-59700258
 传真：027-87802145

www.lambdasolutions.com
 info@lambdasolutions.com

总部：
Lambda Solutions, Inc.
 411 Waverley Oaks Road
 Waltham, MA 02452, U.S.A.
 Tel/Fax: 1-781-478-0170/0175